

**NOUVEAU**

# THERMO'CHECK

THERMOMÈTRE INFRAROUGE SANS CONTACT

THERMO'  
CHECK



  
**INDICATION  
COLORÉE**

**36,2°C**

32.0 - 37.4°C

**37,5°C**

37.5 - 37.9°C

**40,5°C**

38.0 - 42.9°C

**CONTRÔLÉ\***  
**LOT PAR LOT**  
EN  
**FRANCE**

**— Simple  
d'utilisation**  
**— Fiable\*\***

**2 modes de lecture**

**BODY**



Température  
corporelle

**SURFACE**



Température  
des liquides/surfaces

EAN : 8 698973 762487

\*Contrôlé selon la norme  
NF EN ISO/IEC 17025 par :



\*\*Précision à  $\pm 0,2^\circ\text{C}$

AAZ.MKT.THE01-A