

NOUVEAU

CRP ALL IN^{®*}

Aide à la différenciation
entre infection virale et bactérienne
pour un bon usage des antibiotiques

1

Prélèvement

Seulement
10 µL de sang
capillaire

2


**Réalisation
du test**

3


**Lecture
à 5 min**




Résultats



**INFECTION
BACTÉRIENNE
PROBABLE**



**INFECTION
VIRALE
PROBABLE**



**PROBABLEMENT
PAS D'INFECTION**

T : bande test

CE



*Test de dosage semi quantitatif de la Protéine C Réactive